


Поликлональные Антитела Кролика Против Rcc2 Для Вб, Ифа — Q9P258

Артикул: CM0016250



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого белка RCC2 (TD-60), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для исследования регуляции клеточного цикла, митоза и сигнальных путей малых ГТФаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RCC2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	TD-60; RCC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	55920
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 323-522 человеческого RCC2 (NP_001129676.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9P258
Молекулярная масса белка	56кДа
Доставка	Холодовой пакет