

Поликлональные Кроличьи Антитела К Rce1 Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа — Q9Y256

Артикул: CM0020700

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий RCE1 (пренилпротеаза 2 CAAX/FACE2). Валидированы для применения в ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными ортологами. Молекулярная масса 36 кДа. Подходит для исследований процессов пренилирования белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RCE1 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	FACE2; RCE1A; RCE1B; RCE1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9986
ID гена	9986
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100–200 человеческого RCE1 (NP_005124.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y256
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодовой пакет