

## Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Rcn1 Для Wb/If/Icc/Elisa - Q15293

Артикул: CM0018863

### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого RCN1 (Reticulocalbin-1), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходит для исследований кальциевой сигнализации в ЭПР.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | RCN1 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | RCN; RCAL; PIG20; HEL-S-84; RCN1                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (человек)          | 5954                                                                                                                                |
| GeneID                    | 5954                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-331 человеческого RCN1 (NP_002892.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                       |
| SWISS                     | Q15293                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 39кДа                                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка-холодозащитный элемент                                                                                                        |