

## Поликлональное Антитело Anti-Rcn2 (Ретикулокальбин-2) Для Wb И Elisa — Q14257

Артикул: CM0018939

### введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого RCN2 (ретикулокальбин-2), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований кальций-связывающего белка эндоплазматического ретикулума.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано на KO-модели] кроличье pAb против RCN2                                                                               |
| Примечания/синонимы       | E6BP; ERC55; ERC-55; TCBP49; N2                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| Идентификатор гена        | 5955                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–180 человеческого RCN2 (NP_002893.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                               |
| SWISS                     | Q14257                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 37 кДа                                                                                                                             |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                     |