


Поликлональное Антитело Против Rcvrn Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P35243

Артикул: CM0029325



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий рековерин (RCVRN). Валидировано для WB, IF-P, IHC-P и ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований визуальной трансдукции и исследований ракассоциированной ретинопатии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RCVRN Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	RCV1; RCVRN
Вид	Человек
ID гена (человек)	5957
ID гена	5957
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого RCVRN (NP_002894.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35243
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом