

Поликлональное Антитело Против Rdh11 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8Tc12

Артикул: CM0021995

введение

Поликлональное антитело против RDH11, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирует ретинолдегидрогеназу 11 человека и крысы. Направлено на фермент, критически важный для метаболизма ретиноидов, с прогнозируемой молекулярной массой 35 кДа. Идеально подходит для применения в IVD и научных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RDH11 кроличье поликлональное антитело
Примечания/псевдонимы	MDT1; CGI82; PSDR1; RALR1; SCALD; ARSDR1; HCBP12; RDJCSS; SDR7C1; RDH11
Вид	Человек
ID гена (человек)	51109
ID гена	51109
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 70-145 человеческого RDH11 (NP_057110.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q8TC12
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодовой пакет