

Поликлональное Антитело Anti-Reck Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - O95980

Артикул: CM0028369



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RECK (reversion-inducing cysteine-rich protein with Kazal motifs). Подходит для Вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований сигнального пути Wnt, ангиогенеза и биологии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RECK Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ST15; RECK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8434
GeneID	8434
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-210 человеческого белка RECK (NP_066934.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95980
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом