


Кроличья Моноклональная Антитело Против Рековерина Для Wb, Ihc-P, Elisa - P35243

Артикул: CM0010559



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела против рековерина, валидированная для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. Рековерин является кальциевым сенсором в процессе фотопреобразования. Идеально подходит для исследований зрения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Рековерин, кроличья мкАТ
Примечания/Альтернативные названия	RCV1; RCVRN
Вид	Человек
ID гена (человек)	5957
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого рековерина (NP_002894.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35243
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодильный пакет