

Анти-Recql4 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O94761

Артикул: CM0026678



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого RECQL4, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают RECQL4 в образцах человека и мыши. Подходят для изучения функции ДНК-хеликазы и геномной стабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RECQL4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	RECQ4; RECQL4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9401
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 231-330 человеческого RECQL4 (NP_004251.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O94761
Молекулярный вес белка	133кДа
Доставка	Сумка со льдом