

Кроличья Поликлональная Антитело Против Reep1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H902

Артикул: CM0026892

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок REEP1 (белок спастической параплегии 31), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует белок REEP1 человека, мыши и крысы (~22 кДа). Подходит для исследований сети эндоплазматического ретикулума и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к REEP1
Примечания/Альтернативные названия	DSMA6; HMN5B; SPG31; Yip2a; C2orf23; REEP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	65055
ID гена	65055
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H902
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	В пакете со льдом