

Поликлональные Кроличьи Антитела К Reep2 Для Wb, If-P, Ифа — Q9Brk0

Артикул: CM0021825

введение

Поликлональные кроличьи антитела к REEP2 для WB, IF-P и ИФА. Обнаруживают белок REEP2 человека, перекрестно реагируют с мышинными и крысиными гомологами. Направлены на белок формирования сетевого аппарата ЭПР, связанный с наследственной спастической параплегией. Идеально подходят для исследований в области нейробиологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Антитела к REEP2, кролик, поликлональные
Примечания/алиасы	SPG72; Yip2d; C5orf19; SGC32445; REEP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	51308
ID гена	51308
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 93-252 человеческого REEP2 (NP_057690.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9BRK0
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодовой пакет