

Поликлональные Антитела К Anti-Reep5 Для Wb, Elisa - Q00765

Артикул: CM0016795

введение

Кроличы поликлональные антитела против REEP5, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); обнаруживают REEP5 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения функции саркоплазматического ретикулума сердца. Иммуноген соответствует аминокислотным остаткам 120-189.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	REEP5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DP1; TB2; YOP1; POB16; Yip2e; D5S346; C5orf18; REEP5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7905
GeneID	7905
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-189 REEP5 человека (NP_005660.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00765
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом