


Поликлональное Антитело Против Reg1A Для Вб И Ифа - P05451

Артикул: CM0029465



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого REG1A (литостатин-1-альфа), валидированное для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Реагирует перекрестно с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований регенерации поджелудочной железы и головного мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	REG1A кроличье пАт
Примечания/синонимы	P19, PSP, PTP, REG, ICRF, PSPS, PSPS1, REG1A
Вид реагируемого белка	Человек
ID гена (человек)	5967
ID гена	5967
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого REG1A (NP_002900.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05451
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодовая упаковка