


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Reg3A Для Wb, Elisa — Q06141

Артикул: CM0019808



введение

Подтвердите экспрессию REG3A с помощью этого поликлонального антитела кролика, подходящего для применений WB и ELISA. Определяет REG3A человека, мыши и крысы — бактерицидный С-лектин, участвующий в воспалении и регенерации тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	REG3A Rabbit pAb
Примечания/синонимы	HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
Вид	Человек
Идентификатор гена	5068
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-175 человеческого REG3A (NP_002571.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q06141
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом