

Кроличья Поликлональная Антитела Против Reg3A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q06141

Артикул: CM0014712



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против REG3A, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагируют с белками человека, мыши, крысы. Нацелены на REG3A (Q06141) для исследований антимикробного и воспалительного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против REG3A
Альтернативные названия	HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
Вид	Человек
ID гена	5068
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-175 человеческого REG3A (NP_002571.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), Иммуоферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06141
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом