

Кроличье Поликлональное Антитело Против Reg4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Byz8

Артикул: CM0013344



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого REG4, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Нацелено на белок REG4, лектин, участвующий в воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта и онкологических заболеваниях. Идеально для исследований колоректального рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против REG4
Примечания/Альтернативные названия	GISP; RELP; REG-IV; REG4
Вид	Человек
GeneID	83998
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-158 человеческого REG4 (NP_114433.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9BYZ8
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом