


Кроличья Моноклональная Антитело Anti-Relb Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q01201

Артикул: CM0007374



введение

Кроличье моноклональное антитело RELB представляет собой рекомбинантное моноклональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИHC-P, иммунопреципитации и ELISA. Оно распознает RELB человека, мыши и крысы (62 кДа), что позволяет изучать путь транскрипционного фактора NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	RELB кроличье мАнтитело
Примечания/Алиасы	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
Вид	Человек
ID гена (человек)	5971
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 296-436 RELB человека (NP_006500.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01201
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Айс-пакет