


Поликлональная Антитела Кролика Против Relb Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q01201

Артикул: CM0016674



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого RELB (фактор транскрипции RelB), валидированы для WB, IHC-P, ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения сигнального пути NF-каппа-B, развития лимфоцитов и воспаления. Молекулярная масса ~62 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RELB Rabbit pAb
Примечания/синонимы	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
Вид	Человек
GeneID (человек)	5971
GeneID	5971
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 296–436 человеческого RELB (NP_006500.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q01201
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Холодовый пакет