

Поликлональное Антитело К Reln, Кроличье, Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P78509

Артикул: CM0024469



введение

Поликлональное антитело к RELN, кроличье, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Определяет RELN человека, мыши, крысы. Рекомбинантный иммуноген (aa 50-190). Для исследований в нейронауках и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Поликлональное антитело к RELN, кроличье (pAb)
Примечания / Алиасы	RL; ETL7; LIS2; PRO1598; RELN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5649
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фузия, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-190 человеческого RELN (NP_005036.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78509
Молекулярная масса белка	388 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом