


Моноклональное Антитело Против Ренина Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P00797

Артикул: CM0004992



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ренина (P00797). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения ренин-ангиотензиновой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ренину (Renin Rabbit mAb)
Примечания/Альтернативные названия	RTD; HNFJ2; ADTKD4; Renin
Вид	Человек
ID гена (человек)	5972
ID гена	5972
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-406 человеческого ренина (NP_000528.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00797
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом