


Поликлональное Кроличье Антитело Против Ренина Для Wb, Ihc-P, Elisa — P00797

Артикул: CM0021697



введение

Поликлональное кроличье антитело против ренина, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с ренином человека, мыши и крысы. Исследовательский инструмент для изучения ренин-ангиотензиновой системы, гипертензии и функции почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело pAb против ренина
Примечания/синонимы	RTD; HNFJ2; ADTKD4; Renin
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5972
Идентификатор гена	5972
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250–406 ренина человека (NP_000528.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00797
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом