

Поликлональное Антитело Против Repin1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bwe0

Артикул: CM0023589

введение

Кроличье поликлональное антитело к REPIN1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует REPIN1 человека и мыши, ДНК-связывающий белок массой 64 кДа, участвующий в регуляции метаболизма липидов и железа. Идеально для исследований в клеточной биологии и метаболизме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к REPIN1
Примечания/Алиасы	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464; REPIN1
Вид	Человек
ID гена	29803
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 376-567 белка REPIN1 человека (NP_037532.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BWE0
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	В пакете со льдом