

Кроличья Моноклональная Антитела Против Anti-Repin1 Для Wb - Q9Bwe0

Артикул: CM0005059

введение

Кроличья моноклональная антитела против REPIN1, валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Распознает ДНК-связывающий белок массой 60 кДа, участвующий в транспорте жирных кислот и липидном метаболизме, идеально подходит для метаболических исследований и разработки ИВД-тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	REPIN1 кроличья мкАнт
Примечания/алиасы	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464
Вид	Человек
ID гена (человек)	29803
ID гена	29803
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 376-567 человеческого REPIN1 (NP_037532.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BWE0
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Айс-бокс