

Поликлональное Антитело Anti-Reptin/Ruvbl2 Для Wb, Elisa — Q9Y230

Артикул: CM0013230



введение

Поликлональное антитело кролика к Reptin/RUVBL2 (RUVBL2), валидированное для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Участвует в ремоделировании хроматина, транскрипции и репарации ДНК; подходит для исследований комплексов NuA4 и INO80.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Reptin/RUVBL2
Примечания/синонимы	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10856
GeneID	10856
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-463 человеческого Reptin/RUVBL2 (NP_006657.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y230
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом