

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Reptin/Ruvbl2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y230

Артикул: CM0011727



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого Reptin/RUVBL2 (RUVBL2, TIP48, ECP51). Валидировано для WB и ELISA, перекрестная реакция с мышью. Идеально подходит для исследований ремоделирования хроматина, транскрипции и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Reptin/RUVBL2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10856
GeneID	10856
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350-450 человеческого Reptin/RUVBL2 (Q9Y230)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Y230
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом