


Поликлональные Антитела Против Anti-Rere (Белок, Подобный Atrophin-1) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9P2R6

Артикул: CM0013180



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого RERE (белок, подобный Atrophin-1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения путей транскрипционной репрессии и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RERE кролик pAb
Примечания / Псевдоним	ARG, ARP, DNB1, ATN1L, NEDBEH, RERE
Вид	Человек
GeneID	473
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого RERE (NP_036234.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P2R6
Молекулярный вес белка	172кДа
Доставка	Сумка со льдом