


Кроличыи Поликлональные Антитела K Rest/Nrsf Для Иф/Ихц, Ифа - Q13127

Артикул: CM0024564



введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку REST/NRSF человека (фактор транскрипции, подавляющий RE1). Валидированы для методов ИФ/ИХЦ и ИФА. Идеально подходят для изучения регуляции нейрональных генов, поддержания стволовых клеток и механизмов заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к REST/NRSF
Примечания/Синонимы	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
Вид	Человек
GeneID	5978
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 760-1060 REST/NRSF человека (NP_001180437.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИХЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13127
Молекулярная масса	122 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом