


Поликлональное Антитело Козы Против Rest/Nrsf Для Вб, Ифа — Q13127

Артикул: CM0024956



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против REST/NRSF — репрессора нейрональных генов, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований модификации хроматина и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	REST/NRSF Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
Вид	Человек
ID гена	5978
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 25-130 REST/NRSF человека (NP_005603.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13127
Молекулярная масса белка	122 кДа
Доставка	Айс-пак