

Моноклональное Антитело Против Rev-Erb Beta/Nr1D2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Elisa - Q14995

Артикул: CM0002713



введение

Кроличье моноклональное антитело Rev-erb beta/NR1D2 для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Определяет Rev-erb beta человека, мыши и крысы — регулятор циркадных ритмов и метаболизма. Идеально подходит для исследований ядерных рецепторов и хронобиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rev-erb beta/NR1D2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBbeta; Rev-erb beta/NR1D2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9975
GeneID	9975
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-300 белка Rev-erb beta/NR1D2 человека (NP_005117.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14995
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом