


Кроличий Моноклональный Антитело Против Anti-Rev-Erbα/Nr1D1 Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P20393

Артикул: CM0002748



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого Rev-Erbα/NR1D1 (P20393). Валидировано для WB, IF/ICC, IF-P и ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований циркадных ритмов и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rev-Erbα/NR1D1 кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	EAR1; hRev; THRA1; THRAL; ear-1; REVERBA; REVERBalpha; Rev-Erbα/NR1D1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9572
GeneID	9572
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20393
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	Сумка со льдом