


Кроличья Поликлональная Антитело Против Rexo2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q9Y3B8

Артикул: CM0014891



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого REXO2, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Идеально для изучения деградации митохондриальной РНК и инициации транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против REXO2
Примечания/Альтернативные названия	RFN; SFN; REX2; CGI-114; REXO2
Вид	Человек
GeneID (человек)	25996
GeneID	25996
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-237 человеческого REXO2 (NP_056338.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3B8
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом