


Поликлональное Антитело К Rfc1, Полученное От Кролика, Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх И Ифа - P35251

Артикул: CM0021212



введение

Поликлональное антитело к RFC1, полученное от кролика, валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на субъединицу 1 фактора репликации С (128 кДа), необходимую для загрузки PCNA в процессе репликации ДНК - P35251.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Наименование продукта	Поликлональное антитело к RFC1, полученное от кролика (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	A1; RFC; PO-GA; RECC1; CANVAS; MNCBFB; RFC140; RFC1
Вид	Человек
GenelD (Человек)	5981
GenelD	5981
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 400-700 белка RFC1 человека (NP_001191676.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35251
Молекулярная масса белка	128 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом