


Поликлональные Антитела К Rfc3 Для Wb И Elisa - P40938

Артикул: CM0030061



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку RFC3 человека, валидированные для методов вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Детектируют RFC3 в образцах человека, мыши и крысы. Необходимы для исследований репликации ДНК и загрузки PCNA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RFC3 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	RFC38, RFC3
Вид	Человек
GeneID (человек)	5983
GeneID	5983
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 RFC3 человека (NP_002906.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P40938
Молекулярная масса	41 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет