


Кроличье Поликлональное Антитело Против Rfc4 Для Вестерн-Блоттинга - P35249

Артикул: CM0029890



введение

Данное кроличье поликлональное антитело против RFC4 валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP) и ELISA на образцах человека и крысы, что делает его идеальным для исследований репликации ДНК и загрузки PCNA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RFC4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	A1; RFC37; RFC4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5984
GeneID	5984
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 204-363 белка RFC4 человека (NP_002907.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P35249
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	В сумке со льдом