


Поликлональные Антитела Против Rfc5 Для Вб, Ифа - P40937

Артикул: CM0028513



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий RFC5, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с RFC5 мыши и крысы. Подходят для исследований репликации ДНК и загрузки PCNA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RFC5 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	RFC36; RFC5
Вид	Человек
GeneID (человек)	5985
GeneID	5985
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 181-340 человеческого RFC5 (NP_031396.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40937
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом