

Кроличья Поликлональная Антитело Против Rfk Для Вб И Ифа — Q969G6

Артикул: CM0029170



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против RfK для методов Вестерн-блоттинга и ИФА, подходит для образцов человека и мыши. Валидировано с рекомбинантным белковым иммуногеном (а.к. 1-155), распознает рибофлавинкиназу — ключевой фермент синтеза ФАД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАб против RfK
Примечания/псевдонимы	RIFK; RfK
Вид	Человек
ID гена (человек)	55312
ID гена	55312
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-155 человеческого RfK (NP_060809.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q969G6
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодильный пакет