

Поликлональное Антитело Кролика Против Rfpl2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75678

Артикул: CM0017257

введение

Поликлональное антитело кролика против RFPL2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет RFPL2 человека и крысы (RING finger protein 79, 42 кДа), цинк-пальцевый белок, экспрессируемый в простате и мозге. Подходит для исследований в области урогенитальной биологии. SWISS: O75678.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против RFPL2
Примечания/Альтернативные названия	RNF79; RFPL2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10739
ID гена	10739
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 белка RFPL2 человека (NP_006596.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O75678
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом