

Поликлональное Антитело Anti-Rfx2 Для Wb, Elisa — P48378

Артикул: CM0019704

введение

Поликлональное кроличье антитело к RFX2, валидированное для WB и ELISA. Распознаёт RFX2 человека и мыши — транскрипционный фактор, играющий ключевую роль в сперматогенезе и цилиогенезе. Идеально подходит для исследований репродуктивной биологии и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RFX2
Примечания/синоним	RFX2
Вид	Человек
Идентификатор гена	5990 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 295–450 человеческого RFX2 (NP_000626.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P48378
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом