

Кроличыи Поликлональные Антитела К Rfx3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P48380

Артикул: CM0012927

введение

Кроличыи поликлональные антитела к RFX3, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на фактор транскрипции человека RFX3, ключевой регулятор цилиогенеза и дифференцировки клеток панкреатических островков. Подходят для исследований в области развития и цилиопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RFX3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	RFX3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5991
ID гена	5991
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 280-430 человеческого RFX3 (NP_602304.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P48380
Молекулярный вес белка	84кДа
Доставка	Сумка со льдом