

Поликлональные Антитела К Rga1 (Gra1) Для Вб, Ифа - Q0DJ33

Артикул: CM0022062

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против RGA1 (GPA1) *Oryza sativa*, подходят для Вестерн-блота и ИФА. Валидированные для риса, эти антитела помогают изучать сигнальные пути роста растений и пути гиббереллина/бразиностероидов. - Q0DJ33

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RGA1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	D1; GA1; GPA1; RGA1; GP-alpha-1; OJ1005_D04.15
Вид	<i>Oryza sativa</i>
ID гена	4338448
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-230 RGA1 <i>Oryza sativa</i> (Q0DJ33)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0DJ33
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Айс-пак