


Моноклональное Антитело Против Rgap1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - Q9H0H5

Артикул: CM0003317



введение

Кроличье моноклональное антитело к RGAP1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Распознает человеческий RGAP1 (Rac GTPase-активирующий белок 1), ключевой регулятор цитокинеза. Подходит для исследований клеточного цикла, рака и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RGAP1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29127
ID гена	29127
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RGAP1 (Q9H0H5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H0H5
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	В пакете со льдом