


Антитело Кролика Моноклональное Против Anti-Rgap1 (С Валидацией Kd) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0H5

Артикул: CM0009817



введение

Моноклональное антитело кролика против RGAP1 (Rac GTPase-activating protein 1), с валидацией KD, для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный RGAP1 (71 кДа). Нацеливается на ключевой регулятор цитокinesis, участвующий в делении клеток и эритропоэзе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KD] RGAP1 кролика mAb
Примечания/Псевдоним	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; [Валидация KD] RGAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29127
ID гена	29127
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 533-632 человеческого RGAP1 (NP_037409.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0H5
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка со льдом