

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Rgl2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Gxw1

Артикул: CM0020341

введение

Кроличья поликлональная антитело против белка DELLA RGL2 (RGA-like 2) Arabidopsis thaliana, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально подходит для исследований сигнального пути гиббереллинов, прорастания семян и стрессовых реакций растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RGL2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RGA-like 2; T21P5.13; T21P5_13; RGL2
Вид	Arabidopsis thaliana (резуховидка Таля)
GeneID (человек)	5863
GeneID	821251
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-156 RGL2 Arabidopsis thaliana (NP_186995.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8GXW1
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	Сумка со льдом