

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Rgl3 - Rgl3

Артикул: CM0024091

введение

Поликлональное антитело, нацеленное на белок RGL3 Arabidopsis thaliana, подходит для вестерн-блоттинга и ELISA. Получено у кролика против рекомбинантного фузионного белка, с подтвержденной перекрестной реактивностью к Arabidopsis thaliana.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RGL3 Rabbit pAb
Вид	Arabidopsis thaliana
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-106 белка RGL3 Arabidopsis thaliana (NP_197251.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Arabidopsis thaliana
Доставка	В пакете со льдом