

Кроличья Моноклональная Антитела Против Rgma Для Вестерн-Блата И Ифа — Q96B86

Артикул: CM0003065



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческой отталкивающей молекулы guidance A (RGMA), валидированная для Вестерн-блата и ИФА, с перекрестной реактивностью с крысиной мишенью. Подходит для исследования развития нервной системы, ингибирования роста нейритов и сигнальных путей BMP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела против RGMA
Примечания/псевдонимы	RGM; RGMA
Вид мишени	Человек
Идентификатор гена	56963
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350–450 человеческой RGMA (Q96B86).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Крыса
База данных SWISS	Q96B86
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодовая упаковка