


## Поликлональные Антитела К Rgn Для Вестерн-Блота И Ифа - Q15493

Артикул: CM0027370



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческой регукальцину (RGN/SMP30). Валидированы для Вестерн-блота и ИФА, детектируют белок человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования кальциевого сигналинга и глюконолактоназы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | RGN Rabbit pAb                                                                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | RC; GNL; SMP30; HEL-S-41; RGN                                                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                 |
| ID гена (человек)                  | 9104                                                                                                                                    |
| ID гена                            | 9104                                                                                                                                    |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-299 человеческого RGN (NP_004674.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                 |
| Применение                         | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                    |
| SWISS                              | Q15493                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка           | 33 кДа                                                                                                                                  |
| Доставка                           | Холодильный пакет                                                                                                                       |