

Поликлональное Антитело Против Rgr Для Вб, Ифа - P47804

Артикул: CM0027041

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого RGR (ретиальный пигментный эпителий-связанный с G-белком рецептор), валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с крысой. Поддерживает исследования зрительного цикла, ретиального пигментного эпителия и изомеризации ретиноидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RGR кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	RP44; RGR
Вид	Человек
GeneID (человек)	5995
GeneID	5995
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 156-295 человеческого RGR (NP_002912.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P47804
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	С пакетом со льдом