


Поликлональное Антитело Кролика Против Rgs10 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O43665

Артикул: CM0026219



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок RGS10, подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ELISA). Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы; детектирует белок массой ~21 кДа. Идеально для исследований сигналинга GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RGS10 Rabbit pAb (поликлональное антитело кролика)
Примечания/Альтернативные названия	RGS10
Вид	Человек
ID гена	6001
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-181 человеческого RGS10 (NP_001005339.1)
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT (UniProt)	O43665
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом