

Поликлональное Антитело Против Rgs13 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O14921

Артикул: CM0017965

введение

Поликлональное антитело против RGS13 (кролик, валидировано для Вестерн-блоттинга/ИФА) нацелено на человеческий белок RGS13 (19 кДа), регулятор G-белковой сигнализации. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований передачи сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело к RGS13, кролик
Примечания/Альтернативные названия	RGS13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6003
GeneID	6003
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-159 человеческого белка RGS13 (NP_002918.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS-PROT	O14921
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом