


Поликлональное Антитело Против Rgs14 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O43566

Артикул: CM0030142



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого RGS14, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Нацелено на белок 61 кДа; идеально для исследований сигналинга GPCR и памяти.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против RGS14
Примечания/Алиас	RGS14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10636
GeneID	10636
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230-510 человеческого RGS14 (NP_006471.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43566
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	В пакете со льдом